

Відновлена природна краса!




initial[™]
LiSi Press

Нове розуміння
дисилікат-літієвої
кераміки

GC





*Краса посмішки
вашого пацієнта
зберігатиметься вічно*

Стійкість та краса діаманта

Відкрийте для себе Initial LiSi, систему кераміки, що поєднує красу та міцність

Дисилікат літію - це склокераміка, відома своєю відмінною комбінацією міцності та естетики, успіх клінічного використання якої клінічно доведено. Ми, у GC, і надалі оптимізуємо ці властивості завдяки запатентованій інноваційній технології виробництва **Initial™ LiSi Press - високоміцної дисилікат-літієвої склокераміки.**

GC покладається на 15-річний досвід виготовлення сімейства кераміки Initial, що є добре відомою серед зубних техніків.

У поєднанні із нашаруванням кераміки GC Initial™ LiSi або GC Initial™ Lustre Pastes, ця технологія досягає неперевершених естетичних результатів в усіх клінічних ситуаціях.




Нове покоління дисилікату літію

initialTM
LiSi Press

Неперевершена міцність завдяки HDM-технології

GC InitialTM LiSi Press - **це перші дисилікат-літієві керамічні таблетки, вироблені з HDM-технологією** (Висока Щільність Мікронізації). Мікрочастинки дисилікату літію рівномірно розподілені у скляній матриці для гомогенного заповнення та вищої щільності кристалів.

Результатом чого є **неперевершена міцність на вигин**, не менше ніж 508 МПа, та відмінна поліруємість. До того ж, дрібна структура мінімізує знос зубів-антагоністів.



Дружній до антагоністів:

InitialTM LiSi Press призводить до меншого стирання антагоністів, ніж протестовані конкуренти

Джерело: GC R&D data, Японія, 2016

Яскрава та природна естетика за будь-яких обставин

Кераміка GC Initial LiSi має **яскраві та теплі відтінки кольорів** із відмінною флюоресценцією, подібною до натуральних зубів, для створення реставрацій, що виглядають природно незалежно від джерела світла, навіть у вечері.

Колір **не змінюється навіть після багаторазових спікань**, що робить можливим адаптувати відтінок вже після першої примірки. Стабільність матеріалу також забезпечить довготривалий естетичний результат.



Природна опалесценція та флюоресценція

Зуб зліва: Initial LiSi


Зуб справа: Звичайна дисилікат-літієва облицювальна кераміка

Фотографії опубліковані з люб'язного дозволу: MDT M. Брюцц, Німеччина

Відмінне крайове прилягання

Завдяки гомогенній структурі рівномірно розподілених мікрочастин, кераміка Initial LiSi ще **менше схильна до крайового сколювання**.

Відмінне крайове прилягання забезпечує клінічну довговічність та довготривалу естетику.



Відмінне крайове прилягання

Фотографії надані з люб'язного дозволу: CDT A Ходжес, США

Висока універсальність: одна кераміка для будь-яких показань

Неперевершена міцність та відмінна естетика роблять матеріал **ідеальним для виготовлення надтонких вінірів, а також для одиночних реставрацій та маленьких мостів**, у фронтальних та жувальних ділянках, на зубах та імплантатах.

Завдяки чотирьом рівням прозорості GC Initial™ LiSi Press, можна отримати **естетичний результат**, незалежно від товщини препарування та кольору абатменту.



Від одиночної роботи до тотальної реставрації на дисколорованих куксах



Одиночна фронтальна реставрація:

Фотографії опубліковані з люб'язного дозволу CDT Pedro Brito, Португалія; лікар-стоматолог Rodrigo Cavaco, Португалія




Використання LiSi Press Medium Opacity (MO) є відмінним варіантом у випадку маскування важких тетрациклінових дисколорацій:

Фотографії опубліковані з люб'язного дозволу MDT D. Watzki, Франція; лікар-стоматолог O. Etienne, Франція

4 рівні прозорості, що відповідають усім вашим вимогам


Висока Прозорість (HT) – заміщення емалі




Середня прозорість (MT)



Низька Прозорість (LT)



Середня Опаковість (MO)



Показання			
Вініри	Вкладки / Накладки	Коронки	Мости
			
			
			
			

Від фронтальних вінірів до коронок на жувальних зубах



Реставрації фронтальних зубів:

Фотографії надані з люб'язного дозволу CDT Jasper Dekesel, Бельгія; стоматолог Elisabeth De Maesschalck, Бельгія



Реставрації жувальних зубів:

Фотографії опубліковані з люб'язного дозволу CDT Simone Maffei, Італія, лікар-стоматолог Francesco Romagnoli, Італія

Зрозумілий та простий протокол фіксації


Конструкції з дисилікату літію можуть бути зафіксовані у традиційний спосіб або за допомогою адгезивного цементу, залежно від показань та вподобань лікаря. GC Luting Guide допоможе вам у виборі найкращих варіантів для кожного показання. Для високоестетичних реставрацій Try-in пасти G-CEM LinkForce™ допоможуть вам у виборі найкращого варіанту відтінку.

Завантажуйте **GC Luting Guide**



Показання					
		Адгезивний композитний цемент подвійного твердіння G-CEM LinkForce	Самоадгезивний композитний цемент G-CEM LinkAce	Модифікований смолами склоіономерний цемент FujiCEM 2 SL чи Fuji PLUS	Композит світлової полімеризації G-aenial Universal Flo
Вініри					<2 mm
Вкладки / Накладки			Ретенційне препарування	Ретенційне препарування	<2 mm
Коронки					
Мости					

Сильна та довготривала адгезія для будь-яких показань



Джерело: GC R&D data, Японія, 2016

GC Initial LiSi

Міцність та краса діаманта

initial[™]
LiSi Press

- **Ультратрібна та щільна структура** завдяки HDM-технології, що забезпечує:
 - Високу міцність та довговічність конструкцій
 - Низьке стирання зуба-антагоніста
 - Чудове маргінальне прилягання, навіть за умови тонких країв
 - Відмінну поліруємість для легкої оклюзійної адаптації під час фіксації
- **Відмінна естетика:** насичені, теплі та яскраві кольори у чотирьох різних рівнях прозорості, що адаптуються до будь-якого каркасу
- **Вражаюча універсальність** та широкий діапазон показань
- **Природна посмішка** для усіх ваших пацієнтів завдяки GC Initial LiSi.



Фотографії опубліковані з люб'язного дозволу MDT B. Marais, США

Чому б не почати завтра?

Є велика ймовірність того, що ваш зубний технік вже знайомий з багатьма перевагами GC Initial LiSi. Він може створювати природну посмішку для ваших пацієнтів за допомогою кераміки Initial LiSi. Не вагаючись зверніться до нього для отримання детальнішої інформації.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC

