

Essentia® Універсальний Відтінок від GC

Один відтінок, що пасує всім



Essentia HiFlo
Універсальний композит
світлової полімеризації з
високою текучістю



Essentia LoFlo
Універсальний композит
світлової полімеризації з
низькою текучістю



Essentia
Універсальний композит
світлової полімеризації з
пакуємою консистенцією

900740 Essentia HiFlo Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
900742 Essentia LoFlo Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
900977 Essentia Шприц, U (1 x 2 мл) EEP
9009998 Essentia Унідоза, U (15 x 0.16 мл) EEP

Також дізнайтеся про G-Premio BOND

Універсальний адгезив без компромісів від GC

012689 G-Premio BOND Набір 5 мл EEP
012695 G-Premio BOND Окрема пляшка 5 мл EEP
012690 G-Premio BOND Набір 3 пляшки EEP
009035 G-Premio BOND Унідоза 50 шт (0.1 мл) EEP



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.
GCEEО Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://europe.gc.dental/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua



zOLF UA 8 82 11/20

ОДИН відтінок,
що пасує усім

Essentia®
Універсальний

Відтінок
від GC

Універсальний
реставраційний композит



Essentia® Універсальний Відтінок від GC


Один відтінок, що пасує всім

Завдяки **Essentia Універсальний Відтінок**, GC широко відчиняє двері спрощенню. Essentia Універсальний Відтінок має неймовірний ефект імітування кольору та **ідеально інтегрується до навколишньої структури зуба незалежно від відтінку**.


Доступний у **трьох режимах в'язкості, кожен з яких достатньо міцний для порожнин будь-якого класу** – Essentia Універсальний Відтінок – це найкраще рішення для реставрацій жувальних зубів.

Завдяки запатентованій технології обробки наповнювачів та використанню ультрадрібних часток, **фізичні властивості Essentia HiFlo та Essentia LoFlo навіть вищі, ніж аналогічний в Essentia Універсальний Відтінок (звичайний реставраційний)**. Це підтверджує, що будь-який режим в'язкості можна надійно використовувати **за будь-яких показань**.

Інтеграція Essentia Універсального Відтінку (звичайний реставраційний) з різними відтінками зубів...



Міцність на вигин та зносостійкість по методу трьох тіл трьох режимів в'язкості Універсального Відтінку Essentia (Джерело: GCC R&D data)




Обробка некаріозних порожнин




Реставрація за допомогою **Essentia LoFlo Універсальний Відтінок**




Вигляд після полірування



Essentia HiFlo – це високотекучий композит із **гарною змочуваністю**, ідеальний для легкої адаптації до препарування, він досягає найвужчих порожнин. Забезпечує відмінні моделювальні властивості разом із неймовірною міцністю та високою рентгеноконтрасністю у понад 300% AI, що сприяє виявленню вторинного карієсу.



Essentia LoFlo – це **низькотекучий** композит із оптимальною (використовується у випадках, коли потрібен тиксотропний матеріал) – наприклад, для пришийкових реставрацій. Він гарантує мінімальний знос, забезпечуючи довговічність реставрації навіть на оклюзійній поверхні.



Essentia – це звичайний реставраційний композит зі спрощеною концепцією розколірки (7 відтінків). Універсальний Відтінок цього композиту забезпечує чудовий ефект імітування кольору разом із **пакуємою консистенцією**: ідеальний для одновідтінкових реставрацій жувальних зубів.



Препарування малої порожнини I Класу



Реставрація за допомогою **Essentia HiFlo Універсальний Відтінок**



Фінальний вигляд, що показує гарну інтеграцію до натуральних тканин зуба



Було обрано прямий підхід для цього складного випадку із депульпуванням зубів



Реставрація з **everX Posterior** (замінника дентину) та **Essentia Універсального Відтінку** для зовнішнього ламінування



Повторний огляд через 6 місяців демонструє гарну інтеграцію до сусідніх тканин зуба