



Мистецтво Створення
Основи для
Ідеальної Естетики

G-ænial® Flo X від GC

Зустрічайте **ВИСОКУ**
рентгеноконтрасність
навіть при **малій**
ТОВЩИНІ, відмінні
МОДЕЛЮВАЛЬНІ властивості
та оптимальну **МІЦНІСТЬ...**

...ідеальний партнер для
всіх ваших реставрацій
жувальних зубів!

G-ænial® Flo X від GC

ідеальний партнер для всіх ваших реставрацій жувальних зубів

GC представляє G-ænial Flo X – невід’ємну частину реставраційного сімейства G-ænial. Тому що ми віримо: ваші реставрації заслуговують найкращої основи.

Оптимальна в’язкість для підкладки

G-ænial Flo X **легко проникає** в порожнину та забезпечує **відмінну адаптацію** до стінок!

G-ænial Flo X*

Tetric EvoFlow**



**Tetric EvoFlow не є торговою маркою GC.

Висока рентгеноконтрасність

G-ænial Flo X дозволяє відстежувати матеріал **навіть при товщині всього в 0.5 мм!**



Рентгеноконтрасність емалі:

190-210% AI

Реставрація за допомогою G-ænial Flo X:


303% AI при 1 мм та

284% AI при 0.5 мм товщини*

Лікар А. Сорг, Бельгія

8 відтінків, включаючи 2 опаківих

Створені **замаскувати дисколорації на дні порожнини**, ці опаківі відтінки (AO2 та AO3) є ідеальною основою для всіх ваших естетичних вимог



Зверніть увагу на різницю у прозорості між Стандартним Відтінком A2 та Внутрішнім Відтінком AO2 при товщині в 1 мм

Комфортне нанесення

Унікальний **ергономічний дизайн шприца** з довгою та тонкою насадкою дозволяє проникати **навіть у найглибші порожнини**



G-ænial Flo X також демонструє **найкращий баланс між міцністю* та в’язкістю** у своїй категорії, що робить його матеріалом вибору при **будь-яких показаннях для рідких композитів!**

*Джерело: GCC R&D – Дані по файлу



Доступні **8 відтінків**, що ідеально відповідають серії G-ænial Posterior, та два типи насадок, аби задовольнити ваші потреби!



G-ænial Flo X
шприц 3.6 г (2 мл)
Насадки III Пластмасові (20 шт.)

	A1	900719	A4	900723	
	A2	900720	CV	900724	
	A3	900721	AO2	900725	
	A3.5	900722	AO3	900726	
	GC насадки III Пластмасові (30 шт.)	004634	GC насадки III Голкові (30 шт.)	004635	

GC EUROPE N.V.
GCEEО Ukraine
04071 м. Київ
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
https://europe.gc.dental/uk-UA

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC