

Шановні лікарі!

Група компаній «КРІСТАР» радо повідомляє про новинку від компанії VANNINI (Італія)!

Супергідрофільна А-силіконова коригуюча маса **PRESTIGE HYDROLIGHT!**

Відмінний вибір для будь-яких видів відбитків та всіх клінічних ситуацій!



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ Надзвичайна гідрофільність та оптимальна текучість
- ✓ Максимальна точність відображення деталей
- ✓ Кут контакту менше 10°
- ✓ Висока міцність на розрив
- ✓ Відмінне відновлення форми
- ✓ Висока стабільність розмірів
- ✓ Відсутність деформацій відбитків під час виведення з ротової порожнини

УПАКОВКА

2 картриджа по 50 мл, 12 змішуючих насадок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенція	Високотекуча, тип 3
Робочий час*	1 хв 30 сек
Час затвердіння у ротовій порожнині*	2 хв 30 сек
Загальний час затвердіння*	4 хв
Деформація при стисканні	3% – 5%
Відновлення форми	>99,5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0,2%
Твердість	45 А за Шором
Колір	Фіолетовий

* Вказано час від початку змішування маси при температурі 23° С.

Вища температура прискорюватиме процес, а нижча – сповільнюватиме.